



**Inteo™**  
Svět podle Vás



widex  Inteo™  
Integrated Hearing Science

**WIDEX®**  
high definition hearing

## Inteo – a svět se točí kolem Vás

Vaše individuální potřeby a požadavky Vás dělají jedinečnými. Určují způsob, jakým poznáváte svět a naopak ovlivňují, jak lidé vnímají Vás.

Když si vybíráte sluchadlo, očekáváte pomoc, která bude vyhovovat Vaším individuálním potřebám a požadavkům – očekáváte sluchadlo, které odpovídá Vaší individualitě. Inteo Vaším potřebám rozumí. Nová revoluční technologie sluchadel

Inteo je navržena tak, aby uzpůsobila svět Vaším poslechovým požadavkům a přináší Vám zvuky, které potřebujete a které chcete slyšet.

Inteo bylo vyvinuto dánskou firmou Widex – společností, která určuje směr ve vývoji sluchadel. Sluchadla Inteo představují zcela nový způsob, jak Vám přiblížit zvuky, které Vás obklopují.

Se svým brilantním mozkem - Dynamickým Integrátorem, je Inteo prvním sluchadlem, které nepřetržitě zohledňuje Vaše osobní požadavky, aby Vám vytvořilo ideální poslechové prostředí.  
Každý den.  
Každou hodinu.  
Každou sekundu.

Se sluchadly Inteo se nemusíte měnit Vy sami, abyste se přizpůsobili světu. Inteo přizpůsobí svět Vám.



## Jedinečné výhody výjimečného sluchadla

Díky zcela nové koncepci použité při návrhu sluchadla Vám Inteo nabízí dokonalejší uživatelské výhody. To umožňuje, aby Vaše individuální potřeby a přání byly klíčovými faktory, které jsou řízeny Dynamickým integrátorem – počítačovým srdcem a mozkiem sluchadel Inteo.

Poté co je Dynamický Integrátor nastaven podle Vašich požadavků, jsou tyto informace použity k uzpůsobení všech charakteristik integrovaného zpracování signálu

ve sluchadle. Dynamický Integrátor zajišťuje, aby Vaše požadavky byly hlavním faktorem činnosti sluchadla. Od detailní analýzy a zpracování zvuků kolem Vás až po neustálou optimalizaci výkonu sluchadla.

Nazýváme to Vědou o sluchu, integrovanou ve sluchadle.



**06 Vyhledává:**  
Rozumějte všemu kolem Vás - dokonce i když k Vám lidé mluví zezadu.



**10 Rozšiřuje poslech:**  
Vychutnejte si bohatší poslechový zážitek ze zvuků, které jste léta neslyšeli.



**14 Zvýrazňuje řeč:**  
Zažijte bezkonkurenční porozumění řeči v hlučném zvukovém prostředí.



**20 Osvobozuje:**  
Vyberte si menší sluchadlo nebo nastavení s otevřenou koncovkou, bez kompromisu.

**Nepátrejte po hlase  
- hlas si Vás najde**

**Inteo vytváří ideální podmínky pro dobrou  
srozumitelnost - dokonce i zezadu.**





Odpočinek při příjemném rozhovoru nad šálkem dobré kávy v rušné kavárně.

Na pracovišti se soustředíte na Vaše rozhodování - Inteo se zaměří na hlas.

Komunikace je pro nás všechny velice důležitá, ať jsme v kontaktu s příbuznými, přáteli nebo kolegy v práci. Díky Lokátoru sluchadel Inteo se bezproblémová komunikace neomezuje pouze na konverzaci s osobou před Vámi. Inteo je jediné sluchadlo na světě, které vyhledává hlas ve Vašem okolí a poskytuje nesrovnatelné porozumění řeči bez ohledu na to, kde se nachází osoba, která s Vámi mluví.

Takže až příště půjdete nakupovat, můžete si jednoduše vybírat třeba sako a slyšet rady osoby stojící za Vámi, aniž byste se otáčeli. Není třeba hledat hlas – díky sluchadlu Inteo si Vás hlasy samy vyhledají.



Inteo vyhledá řeč v každém zvukovém prostředí.

# Jsou maličkosti, na kterých záleží

Uslyšíte zvuky, které jste  
léta neslyšeli




Často jsou to malé detaily, které mohou zcela změnit smysl toho co slyšíme. Díky jasné a podrobnější reprodukci zvuků Vám Inteo znovu umožní vnímat okolní svět ve všech detailech. Co však dělat, pokud některé z těchto zvuků nemůžete slyšet ani s běžným sluchadlem?


Systém pro rozšíření slyšitelnosti sluchadel Inteo (Audibility Extender) dělá pro sluch to, co pro zrak brýle s nočním viděním. Tento program odhaluje pro Vás do té doby neslyšitelné zvuky a upravuje je tak, abyste je slyšeli. Sluchadla Inteo Vám umožní znovu slyšet vysoké zvuky, jako je zpěv ptáků, šumící listí nebo činely v džezovém orchestru. Se sluchadly Inteo budete vědět, jestli u Vás doma právě zvoní domovní zvonek nebo telefon. Jsou to právě tyto maličkosti, na kterých velmi záleží.



Slyšíte všechny jednotlivé detaily hudby, kterou milujete.



Inteo přesune zvuky obsahující vysoké tóny do Vašeho pásma slyšitelnosti.



Bez ohledu na prostředí Inteo zajistí, abyste zvuk kuchyňské minutky slyšeli jasně.

**Slovům rozumíte snadno  
– dokonce i v hluku**

**Hlučná prostředí již nejsou překážkou  
- Inteo zvýrazňuje řeč**






Naše životy jsou stále více uspěchané a také hlučnější. Jen cestou po ulici nás často obklopuje množství velmi hlasitých zvuků, ve kterých je velice náročné rozumět řeči. To však nedělá problémy sluchadlům Inteo.

Patentovaná technologie Zvýrazňovače řeči (Speech Enhancer) zajišťuje sluchadlům Inteo v hlučných situacích prokazatelně vyšší míru porozumění řeči než dosahují ostatní sluchadla. Ať konverzujete v autě nebo diskutujete v rušném nákupním centru – se sluchadly Inteo rozumíte slovům snadněji.

Zvýrazňovač řeči sluchadel Inteo odfiltruje šum, takže se můžete soustředit na rozhovor.

Poslouchejte a rozumějte Vašemu okolí – v každé situaci.



Se sluchadly Inteo budete lépe rozumět řeči i v hlučných prostředích.

# Komfort střížený na míru - volba je na Vás

Vyberte si menší sluchadlo nebo  
nastavení s otevřenou koncovkou,  
bez kompromisu


Pokročilá technologie ve sluchadlech Inteo Vám dává větší volnost výběru. Unikátní systém potlačení zpětné vazby umožňuje použít větší zesílení než je tomu u jakéhokoliv jiného podobného sluchadla. To Vám dává větší volnost při výběru modelu sluchadla Inteo. Máte možnost si vybrat také menší model do ucha, nebo se rozhodnout pro sluchadlo Inteo élan. Tento model

s otevřenou koncovkou Vám poskytne největší komfort při nošení sluchadla a přirozenou reprodukci Vašeho vlastního hlasu.

Se sluchadly Inteo může být výběr modelu sluchadla založen spíše na Vašich osobních požadavcích, než na technologických omezeních. Toto je skutečná volnost výběru!



**Zapomeňte na obavy z pískání sluchadla při jeho nasazování.**



**Pískání sluchadla při telefonování je minulostí.**



**Vyberte si sluchadlo s otevřenou koncovkou nebo malé sluchadlo do zvukovodu – nyní i pro větší nedoslýchavost.**

# Spokojenost šitá na míru

Vaše nedoslýchavost Vás již nemusí dále omezovat. Inteo je navrženo tak, aby Vám poskytlo poslech, který bude neustále odpovídat Vaším měnícím se potřebám a přáním. Sluchadla Inteo zaznamenávají údaje z různých zvukových prostředí ve kterých se během dne pohybujete a tyto informace se využijí k přizpůsobení sluchadla Vaším potřebám.

S pomocí nového, volitelného dálkového ovladače můžete sami přizpůsobovat nastavení Vašeho sluchadla podle specifických poslechových situací.



Dálkový ovladač RC3

## Integrovaný svět sluchadel Inteo

Série sluchadel Inteo zahrnuje modely, které vyhoví každému typu nedoslýchavosti. Všechna sluchadla Inteo jsou malá, diskretní a snadno ovladatelná. Se svými sluchadly Inteo můžete používat doplňková příslušenství jako je dálkové ovládání RC3 nebo FM systém SCOLA – bezdrátový

směrový systém, který funguje se závěsnými modely a pomáhá Vám v obzvláště obtížných poslechových situacích.

Integrovaný svět sluchadel Inteo Vám nabízí technologicky nejlepší sluchadla a další pomocná poslechová zařízení – přetváří svět, aby vyhovoval Vaším požadavkům.




Sluchadla Inteo™



**Naším posláním je cestou originality, vytrvalosti a spolehlivosti vyvíjet sluchadla nejvyšší kvality, která zajistí lidem s nedoslýchavostí stejné možnosti komunikace jako mají lidé normálně slyšící.**

**Díky tomu se stal Widex společností, která určuje směr vývoje sluchadel.**

**WWW.WIDEX.COM • WWW.WIDEX.CZ**



Printed by FB /11-06  
9 502 0715 020 #01